

TAVOLA "SNELLEN"

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 31301

EAN / GTIN 8023279313017

Confezione 1

Tavola optometrica di SNELLEN, per acuità visiva con barra rossa/verde. • Distanza di lavoro: 3 m • Dimensioni: 23 x 35,5 cm Foglio in polipropilene naturale bianco, spessore circa tra 0,8 e 1 mm
Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES



VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
31301	31301	8023279313017	1
31303	31303	8023279313031	1
31308	31308	8023279313086	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12120199

EAN / GTIN

8023279313017

CODICE GEF

31301



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697