

TAVOLA "SLOAN"

Dispositivo medico


Classe I

Codice GEF (SKU) 31304

EAN / GTIN 8023279313048

Confezione 1

Tavola optometrica di SLOAN, per acuità visiva con barra rosso/verde •
Distanza di lavoro: 6,1 m • Dimensioni: 23 x 35,5 cm Foglio in
polipropilene naturale bianco, spessore circa tra 0,8 e 1 mm Istruzioni
multilingue: GB, FR, IT, ES



DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12120199

EAN / GTIN

8023279313048

CODICE GEF

31304



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697