



# TAVOLA "ILLETERATI"

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **31310**

EAN / GTIN **8023279313109**

Confezione **1**

Tavola optometrica di EWING senza lettere • Distanza di lavoro: 6,1 m •  
Dimensioni: 28 x 56 cm Foglio in polipropilene naturale bianco,  
spessore circa tra 0,8 e 1 mm Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**Z12120199**

EAN / GTIN

**8023279313109**

CODICE GEF

**31310**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697