



TAVOLA SLOAN per vista da vicino

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **31311**

EAN / GTIN **8023279313116**

Confezione **1**

Tavola optometrica di SLOAN acutezza visiva da vicino (2 lati) •
 Distanza di lavoro: 40 cm • Dimensioni: 18 x 23 cm Foglio in polipropilene naturale bianco, spessore circa tra 0,8 e 1 mm Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12120199

EAN / GTIN

8023279313116

CODICE GEF

31311



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
 info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697