



## TEST SENSIBILITA' AL CONTRASTO da vicino

Codice GEF (SKU) 31317

EAN / GTIN 8023279313178

Confezione 1

TEST DI SENSIBILITÀ AL CONTRASTO - VISIONE DA VICINO 40 cm  
Dimensioni 40x34 cm Controlla l'abilità nel distinguere i contrasti (chiari e scuri). Utile per rilevare problemi di vista e anche la regressione, stazionarietà o progressione della cataratta.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279313178

CODICE GEF

31317



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697