



TEST SENSIBILITA' AL CONTRASTO da lontano 3m

Codice GEF (SKU) **31318**

EAN / GTIN **8023279313185**

Confezione **1**

TEST DI SENSIBILITÀ AL CONTRASTO - VISIONE DA LONTANO 3 m
Dimensioni 77x61 cm Controlla l'abilità nel distinguere i contrasti (chiari e scuri). Utile per rilevare problemi di vista e anche la regressione, stazionarietà o progressione della cataratta.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279313185

CODICE GEF

31318



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697