



## Tavola Simboli Lea da Vicino - 40 Cm

Codice GEF (SKU) **31322**

EAN / GTIN **8023279313222**

TEST VISIONE DA VICINO CON SIMBOLI LEA - 40 cm Questo test misura l'acuità visiva da vicino attraverso linee distanziate proporzionalmente (logMAR) sul lato frontale e linee distanziate al 25% e al 50

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- TEST VISIONE DA VICINO CON SIMBOLI LEA - 40 cm Questo test misura l'acuità visiva da vicino attraverso linee distanziate proporzionalmente (logMAR) sul lato frontale e linee distanziate al 25% e al 50% sul lato posteriore. Contiene le risposte, tavole per esercitazione e istruzioni. Dimensioni tavola: 20,3x25,4 cm.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279313222**

CODICE GEF

**31322**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697