



Tavola Numeri Lea da Vicino - 40 Cm

Codice GEF (SKU) **31324**

EAN / GTIN **8023279313246**

TAVOLA VISIONE DA VICINO NUMERI LEA - 40 cm Ideato per misurare l'acuità visiva tramite un test a linee standard e tre test con linee distanziate rispettivamente del 50%, del 25% e del 12,5%; rivelano

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TAVOLA VISIONE DA VICINO NUMERI LEA - 40 cm Ideato per misurare l'acuità visiva tramite un test a linee standard e tre test con linee distanziate rispettivamente del 50%, del 25% e del 12,5%; rivelano le difficoltà nel vedere in modo nitido i dettagli stretti e ravvicinati. Dimensioni della tavola: 20,3x25,4 cm.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279313246

CODICE GEF

31324



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697