

GEF Medica

Speculum Auricolari Diametro 4,5 Mm per 31300

Codice GEF (SKU) 31346

EAN / GTIN 8023279313468

Confezione conf. 25 pz.

SPECULUM RIUTILIZZABILE Ø 4,5 mm - conf. da 25 pz.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279313468

CODICE GEF

31346



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697