



Kit Rimozione del Cerume Visibile

Codice GEF (SKU) 31405

EAN / GTIN 6976313750816

KIT RIMOZIONE DEL CERUME VISIBILE Il kit di rimozione del cerume è dotato di 6 luci LED e una telecamera HD 1080 P per aiutare a vedere e rimuovere efficacemente il tappo di cerume. La telecamera può

CARATTERISTICHE TECNICHE

- KIT RIMOZIONE DEL CERUME VISIBILE Il kit di rimozione del cerume è dotato di 6 luci LED e una telecamera HD 1080 P per aiutare a vedere e rimuovere efficacemente il tappo di cerume. La telecamera può essere collegata mediante App a dispositivi di memorizzazione di immagini e video. Sono forniti 3 tipi di palette auricolari con curvature differenti, per consentire di scegliere la più appropriata: - palette auricolare in metallo - palette auricolari in silicone per evitare di graffiare il condotto uditivo - palette auricolari in plastica Palette e lente possono essere lavate con acqua o strofinate con alcol. Adatto per bambini di età superiore a 3 anni e per adulti. Dispositivo non medico. Fornito con 1 palette di metallo, 4 palette di silicone, 4 palette di plastica, 8 strumenti per pulire manualmente le orecchie, cavo di ricarica e manuale in GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, SE, HU, RO, GR.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

6976313750816

CODICE GEF

31405



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697