



Set Otoscopio Veterinaria Xenon Alogeno Plast.

Codice GEF (SKU) 31422

EAN / GTIN 8023279314229

Confezione 1

Il set otoscopio include: - otoscopio alogeno xenon testa aperta + manico - set da 5 speculum autoclavabili in plastica (31451) - set da 3 speculum autoclavabili in plastica (31447)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279314229

CODICE GEF

31422



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697