



Set Diagnostica Veterinaria Xenon Alogeno Met.

Codice GEF (SKU) **31424**

EAN / GTIN **8023279314243**

Confezione **1**

Include: testa aperta otoscopio xenon-alogeno + manico, testa oftalmoscopio xenon alogeno, set 5 speculum autoclavabili in plastica (31451), supporto illuminatore per abbassalingua in metallo, speculum nasale. Tutti i set hanno manici 2.5V da usare con 2 batterie "C" o batterie ricaricabili (34479)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279314243

CODICE GEF

31424



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697