



Set Diagnostica Veterinaria Xenon Alogeno

Codice GEF (SKU) 31425

EAN / GTIN 8023279314250

Confezione 1

Il set diagnostico include: - otoscopio alogeno xenon testa aperta + manico - testa oftalmoscopio alogeno xenon - set da 5 speculum in metallo (31453)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279314250

CODICE GEF

31425



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697