



TESTINA APERTA per set veterinaria 31422, 31424, 31425

Codice GEF (SKU) 31426

Confezione 1

Testa di illuminazione aperta xenon/alogeno per 31422, 31424, 31425

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
31426



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697