



Lampadina Otoscopio Xenon Alogena

Codice GEF (SKU) 31427

EAN / GTIN 8023279314274

Confezione 1

Lampadina alogena xenon per otoscopi e set

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279314274

CODICE GEF

31427



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697