



LAMPADINA OFTALMO XENON- ALOGENA

Codice GEF (SKU) 31428

EAN / GTIN 8023279314281

Confezione 1

Lampadina Xenon per oftalmoscopio - ricambio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279314281

CODICE GEF

31428



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697