



Otoscopio Parker Colour

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 31435

EAN / GTIN 8023279314359

Confezione 1

Sistema di chiusura: Baionetta Speculum: Ø 2,5 - 3,5 - 4,5 mm - strumenti di alta qualità, affidabili ed indistruttibili - indispensabili per l'esame di naso, orecchie e gola - lampadina 2,5 V tedesca, regolabile (produzione tedesca) - lenti di qualità a 3 ingrandimenti

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | COLORE | EAN | CONFEZIONE |
|------------------|--------|---------------|------------|
| 31435 | blu | 8023279314359 | 1 |
| 31436 | verde | 8023279314366 | 1 |

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12149006

EAN / GTIN

8023279314359

CODICE GEF

31435

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

