



Otoscopio Parker Colour Poi 6

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31437

EAN / GTIN 8023279314373

Confezione 1

Sistema di chiusura: Baionetta Speculum: Ø 2,5 - 3,5 - 4,5 mm - strumenti di alta qualità, affidabili ed indistruttibili - indispensabili per l'esame di naso, orecchie e gola - lampadina 2,5 V tedesca, regolabile (produzione tedesca) - lenti di qualità a 3 ingrandimenti

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12149006

EAN / GTIN

8023279314373

CODICE GEF

31437



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697