



## Otoscopio Parker

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31440

EAN / GTIN 8023279314403

Confezione 1

Sistema di chiusura: Vite Speculum: Ø 2,5 - 3,5 - 4,5 mm - strumenti di alta qualità, affidabili ed indistruttibili - indispensabili per l'esame di naso, orecchie e gola - lampadina 2,5 V tedesca, regolabile (produzione tedesca) - lente di qualità a 3 ingrandimenti

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12149006

EAN / GTIN

8023279314403

CODICE GEF

31440



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697