



Otoscopio Parker Veterinaria

Codice GEF (SKU) 31442

EAN / GTIN 8023279314427

Confezione 1

Sistema di chiusura: Vite Speculum: Ø 4 - 5 - 7 mm - strumenti di alta qualità, affidabili ed indistruttibili - indispensabili per l'esame di naso, orecchie e gola - lampadina 2,5 V tedesca, regolabile (produzione tedesca) - lente di qualità a 3 ingrandimenti

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279314427

CODICE GEF

31442



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697