



SET 3 SPECULUM VETERINARIA

Codice GEF (SKU) 31447

EAN / GTIN 8023279314472

Confezione 1

SPECULUM AUTOCLAVABILI PER OTOSCOPI - LATEX FREE Kit di 3 speculum veterinari autoclavabili Ø 4, 5, 7 mm Utilizzabile con i codici: 31442 - Prodotti in materiale termoplastico resiliente - Superficie liscia e opaca per una facile pulizia - Aggancio metallico a baionetta - Autoclavabili a 134°C

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279314472

CODICE GEF

31447



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697