



SET 3 SPECULUM ADULTI

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31448

EAN / GTIN 8023279314489

Confezione 1

SPECULUM AUTOCLAVABILI PER OTOSCOPI - LATEX FREE Kit di 3 speculum autoclavabili Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm Utilizzabile con i codici: 31435-37, 31440-42, 31471, 31473, 31475, 31477, 31480 Compatibile con: Heine (Non compatibile con Mini 3000), Kawe, Riester - Prodotti in materiale termoplastico resiliente - Superficie liscia e opaca per una facile pulizia - Aggancio metallico a baionetta - Autoclavabili a 134°C

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Q030499

EAN / GTIN

8023279314489

CODICE GEF

31448



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697