



ASSORTIMENTO CURETTE AURICOLARI ILLUMINATE

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31450

EAN / GTIN 8023279314502

Confezione 1

KIT MISTO CURETTE ILLUMINATE Composto da 50 diverse curette illuminate (8 FlexLoop e 7 per ciascuno degli altri modelli) + illuminatore a LED + lente

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L149004

EAN / GTIN

8023279314502

CODICE GEF

31450



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697