



KIT 5 CANNULE PLASTICA RIUTILIZZABILI

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31451

EAN / GTIN 8023279314519

Confezione 1

SPECULUM AUTOCLAVABILI PER OTOSCOPI - LATEX FREE Kit di 5 speculum autoclavabili Ø 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 9 mm Utilizzabile con i codici: 31435-37, 31440-42, 31471, 31473, 31475, 31477, 31480
Compatibile con: Heine (Non compatibile con Mini 3000), Kawe, Riester
- Prodotti in materiale termoplastico resiliente - Superficie liscia e opaca per una facile pulizia - Aggancio metallico a baionetta - Autoclavabili a 134°C

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021007

EAN / GTIN

8023279314519

CODICE GEF

31451



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697