



## KIT 3 CANNULE METALLICHE + 2 SPECULUM MET.

Codice GEF (SKU) 31453

EAN / GTIN 8023279314533

Confezione 1

SPECULUM AUTOCLAVABILI PER OTOSCOPI - LATEX FREE Kit di 3 cannule veterinarie metalliche (Ø 4, 5, 6 mm) + 2 speculum metallici aperti (Ø 7,5 ad 9,4 mm) Utilizzabile con i codici: 31422, 31424, 31425 2 modelli finestrati con 60 mm di apertura e bordi arrotondati, inserimento anti-trauma. Superficie interna opaca per ridurre il rischio di riflesso. Per uso con otoscopi aperti veterinari.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279314533

CODICE GEF

31453



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697