



## CURETTE ARTICOLATE + 1 illuminatore LED

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31459

EAN / GTIN 0014646025112

Confezione 1

Curette luminosa con estremità di 3mm. L'estremità ha un raggio di movimento a 90° per facilitare la rimozione del cerume dalla tuba uditiva.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L149004

EAN / GTIN

0014646025112

CODICE GEF

31459



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697