



FLEX LOOP

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **31463**

EAN / GTIN **0014646022401**

Confezione **1**

KIT FLEXLOOP Ogni kit è composto da 50 curette + illuminatore a LED + lente

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Q030499

EAN / GTIN

0014646022401

CODICE GEF

31463



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697