



INFANTSCOOP

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 31464

EAN / GTIN 0014646048883

Confezione 1

Curette INFANTSCOOP: Ideale per orecchie piccole, può essere utilizzato attraverso un otoscopio, testa arrotondata da 2 mm. La nostra gamma di curette è la soluzione più efficiente, economica e sicura per rimuovere il cerume - per orecchie di qualsiasi dimensione o consistenza della massa di cerume. • Comfort paziente: le curette in metallo sono fredde, rigide ed affilate. Le curette Bionix con estremità arrotondate in plastica riducono i traumi e i rischi di lacerazione. Latex free. • Efficacia: le curette Bionix presentano un'efficacia doppia rispetto ai presidi in metallo in quasi ogni situazione e la loro struttura in polipropilene le rende virtualmente indistruttibili. • Monouso: le curette non richiedono costosi e lenti processi di sterilizzazione ed eliminano il rischio di contaminazione.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
31464	31464	0014646048883	1
31465	31465	0014646022609	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Q030499

EAN / GTIN

0014646048883

CODICE GEF

31464



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697