



CERASPOON

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **31467**EAN / GTIN **0014646063336**Confezione **1**

Curette CERASPOON: Appositamente studiato per cerume viscoso, quando si richiede uno strumento con testa larga 4 mm. La nostra gamma di curette è la soluzione più efficiente, economica e sicura per rimuovere il cerume - per orecchie di qualsiasi dimensione o consistenza della massa di cerume. • Comfort paziente: le curette in metallo sono fredde, rigide ed affilate. Le curette Bionix con estremità arrotondate in plastica riducono i traumi e i rischi di lacerazione. Latex free. • Efficacia: le curette Bionix presentano un'efficacia doppia rispetto ai presidi in metallo in quasi ogni situazione e la loro struttura in polipropilene le rende virtualmente indistruttibili. • Monouso: le curette non richiedono costosi e lenti processi di sterilizzazione ed eliminano il rischio di contaminazione.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Q030499

EAN / GTIN

0014646063336

CODICE GEF

31467

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697