



VERSALOOP

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 31468

EAN / GTIN 8023279314687

Confezione 1

KIT VERSALOOP Ogni kit è composto da 50 curette + illuminatore a LED + lente

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
31468	31468	8023279314687	1
31472	31472	00859911004450	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L149004

EAN / GTIN

8023279314687

CODICE GEF

31468



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697