



SPECULUM NASALE

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31469

EAN / GTIN 0014646098772

Confezione 1

SPECULUM NASALE monouso - conf. da 48 Speculum nasale innovativo in plastica con manico, consente una facile visione della cavità nasale e l'estrazione di corpi estranei. Aiuta la cauterizzazione in caso di sanguinamento. Senza lattice. Made in USA. L'uso dello speculum d'acciaio inossidabile può essere un'esperienza traumatica per il paziente. Con questo strumento potete combinare il massimo comfort per il paziente con l'efficacia di un trattamento professionale. Profondità totale della paletta: 33 mm Lunghezza totale: 13,2 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L149004

EAN / GTIN

0014646098772

CODICE GEF

31469



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697