



Otoscopio Parker Alogeno Operativi

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31474

EAN / GTIN 8023279314748

Confezione 1

Modello nero con lampadina alogena 2,5 V e attacco a baionetta e testa operativa. - strumenti di alta qualità, affidabili ed indistruttibili - indispensabili per l'esame di naso, orecchie e gola - lampadina 2,5 V tedesca, regolabile (produzione tedesca) - lente di qualità a 3 ingrandimenti - ideali per il test della membrana timpanica e per rinoscopia

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12149006

EAN / GTIN

8023279314748

CODICE GEF

31474



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697