



Otoscopio Parker Alogeno

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31475

EAN / GTIN 8023279314755

Confezione 1

Modello nero con lampadina alogena 2,5 V e attacco a baionetta. - strumenti di alta qualità, affidabili ed indistruttibili - indispensabili per l'esame di naso, orecchie e gola - lampadina 2,5 V tedesca, regolabile (produzione tedesca) - lente di qualità a 3 ingrandimenti - ideali per il test della membrana timpanica e per rinoscopia

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12149006

EAN / GTIN

8023279314755

CODICE GEF

31475



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697