



OTO-OFTALMO PARKER ALOGENO

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31477

EAN / GTIN 8023279314779

Confezione 1

SET OTO-OFTALMOSCOPIO ALOGENO PARKER Set diagnostico comprendente un manico, una testa otoscopio alogena e una testa oftalmoscopio alogena, confezionati in una valigetta di plastica.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L1699

EAN / GTIN

8023279314779

CODICE GEF

31477



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697