



Lampadina Alogena Otoscopio

Codice GEF (SKU) 31478

EAN / GTIN 8023279314786

Confezione 1

Lampadina xenon alogena 2,5 V per otoscopi (vecchi modelli)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279314786

CODICE GEF

31478



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697