



Lampadina Al. Oftalmoscopio Dermatoscopio

Codice GEF (SKU) 31479

EAN / GTIN 8023279314793

Confezione 1

Lampadina alogena 2,5 V per oftalmoscopio E dermatoscopio alogeno Parker

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279314793

CODICE GEF

31479



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697