



Set Diagnostico Operativo Xenon Al. 3 5 V

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31482

EAN / GTIN 8023279314823

Confezione 1

SET DIAGNOSTICO OPERATIVO "XENON-ALOGENO" - 3,5 V Forniti in un astuccio rigido contenente: un manico ricaricabile, una testa otoscopio operativa, una testa oftalmoscopio, 3 speculum autoclavabili Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm, 2 specchi laringei (misura 3 e 4), speculum nasale regolabile, spatula abbassalingua e lampada a gomito. Da usare con 31541 + 31542.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z121402

EAN / GTIN

8023279314823

CODICE GEF

31482



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697