



Pompetta Otoscopi

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31483

EAN / GTIN 8023279314830

Confezione 1

Pompetta per insufflazione in PVC Utilizzabile con i codici:
31435/36/37/40/42/71/73/75/77-31520/21/22, 31535 Compatibile con:
Heine, Kawe, Riester Peso 60g Lunghezza totale 54 cm, tubo 46 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Q0399

EAN / GTIN

8023279314830

CODICE GEF

31483



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697