



Mini Speculum Monouso Diam. 4mm

Codice GEF (SKU) 31492

EAN / GTIN 8023279314922

SPECULUM MONOUSO PER MINI-OTOSCOPI - LATEX FREE • Mini speculum monouso Ø 4 mm - nero Compatibile con • Montato direttamente su: Gimalux, Sigma, Sigma C, Visio 5, Visio 2000 Heine mini 2000, 3000

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SPECULUM MONOUSO PER MINI-OTOSCOPI - LATEX FREE
- Mini speculum monouso Ø 4 mm - nero Compatibile con
- Montato direttamente su: Gimalux, Sigma, Sigma C, Visio 5, Visio 2000 Heine mini 2000, 3000, K180/Beta 200/Beta 400 Riester Ri-Mini, Ri-scope L1-L2, E-scope, Pen-scope Kawe (Picolight, Combilight F030, Eurolight F030) Holtex Colson Luxamed
- Montato con connettore 31493 su:: 31435-37, 31440-42, 31471, 31473, 31475, 31477, 31480, 31493 (Linea Parker)

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	FORMATO	EAN	CONFEZIONE
31492	Neri	8023279314922	conf. 100 pz.
31497	Blu	8023279314977	conf. 100 pz.
31499	Verdi	8023279314991	conf. 100 pz.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279314922

CODICE GEF

31492



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697