



ADATTATORE PER MINI SPECULUM MONOUSO

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **31493**

EAN / GTIN **8023279314939**

Confezione **1**

Connettore otoscopio Parker - mini speculum Utilizzabile con i codici 31435, 31436, 31437, 31440, 31441, 31442, 31471, 31473, 31475, 31477, 31480

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Q0399

EAN / GTIN

8023279314939

CODICE GEF

31493



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697