



KIT PEDIATRICO "COCCODRILLO"+100 speculum

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31494

EAN / GTIN 8023279314946

Confezione 1

Connettore per speculum monouso a "coccodrillo" ideale per bambini, fornito con 100 speculum verdi Ø 2,5 mm Utilizzabile con i codici: 31435, 31436, 31437, 31440, 31441, 31442, 31471, 31473, 31475, 31477, 31480

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L160301

EAN / GTIN

8023279314946

CODICE GEF

31494



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697