



## MINI SPECULUM MONOUSO COLORATI

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **31495**

EAN / GTIN **8023279314953**

Confezione **1**

SPECULUM MONOUSO PER MINI-OTOSCOPI - LATEX FREE • Mini speculum monouso vari colori e diametri Include 500 speculum da Ø 2,5 mm e 500 da Ø 4 mm (200 neri, 100 rossi, blu e verdi per ogni misura) Compatibile con • Montato direttamente su: Gimalux, Sigma, Sigma C, Visio 5, Visio 2000 Heine mini 2000, 3000, K180/Beta 200/Beta 400 Riester Ri-Mini, Ri-scope L1-L2, E-scope, Pen-scope Kawe (Picolight, Combilight F030, Eurolight F030) Holtex Colson Luxamed • Montato con connettore 31493 su:: 31435-37, 31440-42, 31471, 31473, 31475, 31477, 31480, 31493 (Linea Parker)

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**I**

CND  
**Q030499**

EAN / GTIN  
**8023279314953**

CODICE GEF  
**31495**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697