



Mini Speculum Monouso

Dispositivo medico

Classe I

6 varianti

Codice GEF (SKU) 31496

EAN / GTIN 8023279314960

Confezione 1

SPECULUM MONOUSO PER MINI-OTOSCOPI - LATEX FREE • Mini speculum monouso Ø 2,5 mm - blu Compatibile con • Montato direttamente su: Gimalux, Sigma, Sigma C, Visio 5, Visio 2000 Heine mini 2000, 3000, K180/Beta 200/Beta 400 Riester Ri-Mini, Ri-scope L1-L2, E-scope, Pen-scope Kawe (Picolight, Combilight F030, Eurolight F030) Holtex Colson Luxamed • Montato con connettore 31493 su:: 31435-37, 31440-42, 31471, 31473, 31475, 31477, 31480, 31493 (Linea Parker)

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | DIAMETRO · COLORE | EAN | CONFEZIONE |
|------------------|-------------------|---------------|------------|
| 31496 | 2,5 mm · Blu | 8023279314960 | 1 |
| 31485 | 2,5 mm · Grigio | 8023279314854 | 1 |
| 31487 | 2,5 mm · Nero | 8023279314878 | 1 |
| 31498 | 2,5 mm · Verde | 8023279314984 | 1 |
| 31488 | 4 mm · Standard | 8023279314885 | 1 |
| 31486 | 4 mm · Grigio | 8023279314861 | 1 |

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Q030499

EAN / GTIN

8023279314960

CODICE GEF

31496



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697