



MINI SPECULUM HEINE grigi

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 31502

EAN / GTIN 4053755114160

Confezione 1

MINI SPECULUM AURICOLARE HEINE MONOUSO Compatibile con Heine Mini 2000/3000, K180, Beta 200, Beta 400 Speculum AllSpec® monouso Ø 2,5 mm - grigio - dispenser da 250 Codice HEINE: B-000.11.151

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
31502	31502	4053755114160	1
31503	31503	4053755114153	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12149085

EAN / GTIN

4053755114160

CODICE GEF

31502



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697