



Speculum Monouso Heine/Kawe

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 31504

EAN / GTIN 8023279315042

Confezione 1

Speculum monouso per otoscopi Ø 2,5 mm - nero Da utilizzare con:
Heine Beta 100, K100, Eurolight Kawe C10, C30, Combilight C10
Confezione da 1000 pezzi (20 conf. da 50)

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIAMETRO	EAN	CONFEZIONE
31504	2,5 mm	8023279315042	1
31505	4 mm	13701126705100	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Q030499

EAN / GTIN

8023279315042

CODICE GEF

31504



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697