



Otoscopio F.O. Sigma 2 5V Xenon/Alogeno In Borsetta Morbida

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) **31511**EAN / GTIN **8023279315110**Confezione **1**

• OTOSCOPIO A F.O. 2,5V SIGMA - impugnatura standard • Viola • Xenon-Alogeno • Imballaggio: bustina Fornito con 14 speculum monouso (7 con Ø 2,5 mm, 7 con Ø 4 mm) Strumenti diagnostici di alta qualità pensati per l'utilizzo professionale in ORL e oftalmologia. Leggeri e affidabili in plastica rinforzata resistente.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
31511	blu	8023279315110	1
31523	nero	8023279315233	1
31524	viola	8023279315240	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
Z12149006EAN / GTIN
8023279315110CODICE GEF
31511

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697