



Otoscopio F.O. Sigma Led In Borsetta Morbida

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31513

EAN / GTIN 8023279315134

Confezione 1

• OTOSCOPIO A F.O. 2,5V SIGMA - impugnatura standard • Nero • LED
• Imballaggio: bustina Fornito con 14 speculum monouso (7 con Ø 2,5 mm, 7 con Ø 4 mm) Strumenti diagnostici di alta qualità pensati per l'utilizzo professionale in ORL e oftalmologia. Leggeri e affidabili in plastica rinforzata resistente.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12149006

EAN / GTIN

8023279315134

CODICE GEF

31513



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697