

GEF Medica

Mini Speculum Heine Allspec - Diametro 2 Mm - Grigio

Codice GEF (SKU) 31514

Speculum monouso HEINE Allspec® Ø 2,5 mm – grigio Compatibile
con Heine Mini 2000/3000, K180, Beta 200

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Speculum monouso HEINE Allspec® Ø 2,5 mm – grigio
- Compatibile con Heine Mini 2000/3000, K180, Beta 200

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF

31514

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697