



MINI SPECULUM HEINE ALLSPEC

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31515

EAN / GTIN 4053755113866

Confezione 1

MINI SPECULUM AURICOLARE HEINE MONOUSO Compatibile con Heine Mini 2000/3000, K180, Beta 200, Beta 400 Speculum Allspec® monouso Ø 2,5 mm - grigio - conf. da 1000 Codice HEINE: B-000.11.128

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12149085

EAN / GTIN

4053755113866

CODICE GEF

31515



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697