



Otoscopio F.O. Sigma Led

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **31518**EAN / GTIN **8023279315189**Confezione **1**

• OTOSCOPIO A F.O. 2,5V SIGMA - impugnatura standard • Blu • LED •
Imballaggio: custodia Fornito con 14 speculum monouso (7 con Ø 2,5 mm, 7 con Ø 4 mm) Strumenti diagnostici di alta qualità pensati per l'utilizzo professionale in ORL e oftalmologia. Leggeri e affidabili in plastica rinforzata resistente.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12149006

EAN / GTIN

8023279315189

CODICE GEF

31518

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697